



Staphaurex-D löst die Probleme bei der Identifizierung von Staph. aureus spezifisch – schnell – zuverlässig

Staphaurex-D, der Latextest mit Humanfibrinogen + gereinigtem IgG, weist – bei einer Empfindlichkeit und Spezifität von über 99% – beides nach: Protein A + Clumpingfaktor.

Staphaurex-D erfasst deshalb auch die Stämme, die mit herkömmlichen Verfahren oft übersehen werden.

Staphaurex-D liefert bereits in 20 Sekunden das richtungweisende Ergebnis.



Deutsche Wellcome GmbH,
Abt. Diagnostica
Postfach 13 52
3006 Burgwedel 1
Telefon (0 51 39) 8 04-1 81
Telex 09 22 799 welco d