

0-1720

AB Elektro - Poliergerät

Schnelles und störungsfreies Elektropolieren und Atzen. Elektrolyte in auswechselbaren, korrosionsfesten Tank. Klare Stros atz-erung.

A3 Simplimet - Einbettpresse

Lur Einbettung metallographi cher Proben, Kompakt, mit Schni Verschluß, eingebauter Hyd ik und automatisch reguliertem Hic

67 - 1501

AB Vibromet Poller - Apparat

Das neueste Resultat unserer ständigen Bemahungen um die Verbesserung der Labor Gerate des Metallurgen. Automatisches Polieren durch Vibration von 8 lose as gesetzten metallograph schen Proben.

16 - 1255

AB Bandschleif - Maschine

Das preiswerte Trocken- oder Naß-Schleifgerät mit regulierbarem Kühlfluß und Bandlauf Auch für größere Stücke verwendbar

41-1500

AB Standard - Poliermaschine, mit

60-1508

AB Whirlimet - Aufsatz

Pollert automatisch auf universell bekanntem Grundgerät bis zu 3 eingebettete metallographische Proben 10-1030

AB Trennschneider

mit Tauch - Strahlkühlung

Kräftiger 3 PS Motor für Trennschnitte bis 3,75 cm Ø. Neuartige, wirksame Kühlung Schnell-Einspannvorrichtung.

Vertreter in Deutschland Müller KG, Laborbeday Richard Schoeps, Lab

Europäische Infor

stfach 248

Vertreter in der Schweiz: Strübin & Co., Gerbergasse 25, Basel Vertreter in Üsterreich: M. R. Drott KG, Johannesgasse 18, Wien

ehler-Met. AG. Postfach Basel 23 Schweiz

X-17 — Die Diamant Schleif- und Polierpaste mit gleichmäßiger Körnung (Für Metallschliffe: Type ,S')



AG FÜR OBERFLÄCHEN-TECHNIK 6002 – LUZERN (Schweiz) Neustadtstraße 24 a Telefon (041) 37546



Sonderangebot Universal-Photomikroskop

1. Universal-Photomikroskop mit eingebautem Volt- und

einrichtung für 8 x 10 cm für Planfilm oder Platten-Aufnahmen. Bildes 8 x 10 cm sowie Photo-2. Visuelle Betrachtung des Ampèremeter.

3. Photoansatz für Auinahmen im Format 24×36 mm mit Einstellokular. 4. Eingebauter, transistorisierter Belichtungsmesser für Photooder Kinoaufnahmen.

drehbare Photookulare PH10×. 5. Eingebaute, auf Revolver Photomikrometer.

6. Beleuchtungseinrichtung PH15 × und PH20 ×.

nach «Koehler» im Durchlicht, Auflicht oder Schräglicht.

Okularpaaren: R5 x., Ke15 x., K20 x., ferner Einzelokular Ke10 x und Mikrometerokular Ke10 x. Binokularer, geneigter Betrachtungstubus mit

Achromatische Objektive Abbe Kondensor, 6 Ersatz-8. Polarisator, Analysator, 6 Plattenhalter, Halter für Durchlichtbeleuchtung. lampen, Schutzhülle.

M5 x, M10 x, M40 x, 40 x speziell für Durchlicht, 100 x Oel-

mmersion.

Komplette Ausrüstung inklusive Schrank 5 Jahre Garantie DM 4870.

Zahlreiches Zubehör wie XENON-Beleuchtungseinrichtung, Fresnei-Leuchtschirm, Gresstelichkustelichkung fresnei-Leuchtschirm, Vakuum-Heitlisch, etc.

STRUBIN

Hoch-Temp.-Mikroskope Summatischer Integrator **Biologische Mikroskope** Industrie-Refraktometer Stereo-Mikroskope Metall-Mikroskope Mikro- und Makro-Mess-Mikroskope

Industrie-Fernsehanlagen Destillationskolonnen Fernsehen

Präparativer Gas-

Chromatograph

Strübin Optical Corporation Basel/Schweiz

P. O. Box 42 4000 Basel 11, Telex; 62 941 Anfragen aus Deutschland wollen Sie bitte richten an:

Brombacherstrasse 99 Tel. 5360 (07621) Strübin Deutschland GmbH 7850 Lörrach/Baden



Metallschliff-Einbettmasse



Technoviz

Sorte 4004-a klar Sorte 4071-d grün transparent

- hart
- durchsichtig
- ausbrennbar
- in 7-10 Minuten aushärtend
- ohne Wärmezufuhr
- ohne Apparaturen

Wir senden Ihnen gerne Proben.

KULZER & CO. GMBH.

638 Bad Homburg v. d. H. Postfach 261

Praktische Metallographie

In der April-Ausgabe (Heft 3/1966) erscheinen u. a. die folgenden Aufsätze:

Christa Hausser und Gerhard Ondracek:

Metallographische Untersuchungen an Metall-Keramik-Schichten

Karl-Heinz Döttinger:

Farbätzung von Deformationszwillingen im Ferrit

Roland Stickler:

Die Bestimmung der Eindringtiefe gestörter Oberflächenbereiche infolge mechanischer Bearbeitung von Siliziumund Germanium-Einkristallen

Lieselotte Moenke-Blankenburg und Horst Moenke:

Der Laser-Mikro-Spektralanalysator und seine Anwendung

Labortips und Rezepte:

Friedrich Benesovsky und Albin Ihrenberger:

Gleitlinien in Carbidkristallen

Johann Meixner:

Schliffherstellung von Legierungen des Europiums bzw. Strontiums mit Silber, Indium oder Kadmium

- Anderungen vorbehalten -





3d.

700m

PANKRATISCHE OPTIK FÜR DIE KONTINUIERLICHE VARIATION DER VERGRÖSSERUNG ("GUMMILINSE")

Bereich von 10 x... 20 x und 7 x... 30 x, durchstimmbar. Mögliche Kombinationen: 3,5 x... 198 x Völlig gekapselter Arbeitskopf. Weiter Objektabstand: 40, 100 und 175 mm. Ausrüstbar mit Meßokularen.

ZUVERLÄSSIG · ROBUST · BEQUEM

Stative und Lichtquellen für alle Beleuchtungsarten und einschwenkbare Stereokamera sind lieferbar

Vertrieb durch die autorisierte B & L-Vertretung



HORMUTH - VETTER

6900 Heidelberg 1 Postfach 750 Telefon 2 00 45 6908 Wiesloch/Bd. Postfach 1 Telefon 21 47

Preiswerte Trocken-Poliertonerden

liefern wir in drei verschiedenen Härtegraden: T1 hart

zum Polieren von harten Werkstoffen.

T2 medium für kohlenstoffarmen Stahl, Weicheisen, Kupfer, Messing, Cadmium, Nickel, Molybdän, Titan, Zink, Zirkon etc. Wir beraten Sie gern. Bitte schreiben Sie uns.

Jean Wirtz 4 Düsseldorf 1 Charlottenstraße 73 Telefon: 353789 T3 weich

für Aluminium, Magnesium, Blei, Zinn, Gold, Silber etc.

Schenken Sie Ihren Werkstoffprüfer-Lehrlingen zum Lehrabschluß als

Anerkennung und Ansporn


ein Jahresabonnement der Zeitschrift

Praktische Metallographie

Erscheinungsweise: 9 x jährlich

Jahresabonnement: DM 36.- zuz. Zustellgebühr

DR. RIEDERER-VERLAG GMBH 7 STUTTGART POSTFACH 447



Reines Eisen (99,98 % Fe) x 3600


Es ist **viel** leichter und **viel** billiger als man denkt!

Jeder kann elektronenmikroskopische Aufnahmen wie diese machen.

Erforderlich: Eine Woche Zeit zur Einarbeitung, ein Superscope*), ein kleiner Bedampfer.

* Das ist das kleine kompakte Elektronenmikroskop, das überall Platz hat, keinen Dunkelraum und Wasseranschluß benötigt und außerdem sehr wenig kostet.





JEAN WIRTZ KG

Maschinen
Geräte
Zubehör
für Metallographie
Werkstoffprüfung
Mineralogie

Düsseldorf Charlottenstraße 73 Ruf 35 37 89