


# Worauf Sie sich verlassen können: Kontrollseren von Boehringer Mannheim

- geringe Eigentrübung
- ausgezeichnete Enzymstabilitäten, insbesondere Alk. Phosphatase, CK, Saure Phosphatase
- lange Chargenlaufzeit
- exakte, abgesicherte Haltbarkeitsangaben
- gut abgestufte Sollwerte im normalen und pathologischen Bereich
- sorgfältige Sollwert-Ermittlung mit einer Vielzahl von Referenzlabors (VDGH-Modell)
- aktuelle Sollwerte, auch für neu eingeführte Methoden
- schnelle Löslichkeit
- Qualitäts-Controll-Service\*



\* Der monatliche Computer-Service für Ihre statistische Qualitätskontrolle:

- individuelle Auswertung der statistischen Kenngrößen
- Vergleich der Ergebnisse innerhalb der teilnehmenden Labors
- optimale Dokumentation der Ergebnisse durch übersichtliche Formulare
- mit Universalplasma PreciClot® auch für das Gerinnungslabor



Boehringer Mannheim GmbH  
6800 Mannheim 31